

Onde d'urto

ONDAWAVE



Le **onde di pressione radiale** rappresentano una soluzione non invasiva per trattare le patologie croniche delle inserzioni e dei tessuti molli. Il trattamento locale della zona colpita favorisce e ripristina lo schema di guarigione. Esistono oggi varie ipotesi di lavoro sugli effetti fisici delle onde di pressione radiale:

- **Riduzione del dolore:** il paziente ottiene una riduzione del dolore, spiegata dalla teoria del Gate Control. Impulsi intensi emessi dal trasmettitore verso i tessuti creano una forte attivazione dei nocicettori delle fibre alfa e beta, che influenzano gli interneuroni che inibiscono la trasmissione dei segnali dolorosi.
- **Aumento del metabolismo:** le onde d'urto influenzano i tessuti a livello cellulare. L'ambiente chimico delle cellule viene modificato dai radicali liberi e viene promosso il rilascio di sostanze che inibiscono il dolore e l'infiammazione.
- **Rivascolarizzazione:** l'applicazione ripetuta di onde d'urto alle zone interessate provoca un rivascolarizzazione; il nuovo flusso sanguigno promuove la guarigione e la rigenerazione dei tessuti.
- **Riduzione dell' ipertono muscolare:** il "circolo vizioso" e la forte associazione patologica tra dolore e ipertono muscolare vengono spezzati per cui viene ripristinato il normale tono muscolare.

ESEMPI DI INDICAZIONI TRATTABILI CON LE ONDE D'URTO:

Fascite plantare, Achillodinia, Sindrome compartimentale, Distorsione muscolare, Tendinite rotulea, Ginocchio del corridore, Terapia punto trigger, Tendinite trocanterica, Sindrome del Piriforme, Lombalgia/dolore toracico, Tendinite calcifica della spalla, Tenosinovite calcifica della spalla, Tenosinovite scapolo-omeroale cronica, Nevralgia cervico-brachiale, Tensione del trapezio, Epicondilita radiale/ mediale, Tendinite delle dita, Crampi/spasmi muscolari, Trattamento della cellulite, Massaggio, terapia con vibrazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MODELLO.....	ONDAWAVE
TIPO.....	ONDE D'URTO RADIALI
SORGENTE.....	4a GENERAZIONE MAGNETICA - ELETTRICA
ENERGIA.....	10 - 185 MJ
SETTAGGIO ENERGIA.....	CRESCITA ESPONENZIALE PARTENDO DA 10 MJ
MONITOR.....	8 POLLICI
FREQUENZA.....	1 - 22 HZ
CONTATORE.....	SU/ GIÙ MODIFICABILE DURANTE IL TRATTAMENTO
MANIPOLO TESTINE E TRASMETTITORE	6 - 15 - 15 F - 25 - 35 MM
VITA MANIPOLO.....	2 - 3 MILIONI DI COLPI
TRATTAMENTI.....	38 TRATTAMENTI PRESETTATI
AIUTO ONLINE.....	SI
SCHEDA CLIENTE.....	SI
PERSONALIZZAZIONE.....	ILLIMITATO
AGGIORNAMENTO SOFTWARE.....	DISPONIBILE ATTRAVERSO INGRESSO USB
PESO.....	2 KG
CONFEZIONE.....	CONFEZIONE ALLUMINIO